



# SynNanoVect

## ❑ Equipement de Caractérisation:

### *Microscope Zeiss Axioscope Vario & Caméra rapide Phantom Miro 110*

Le microscope Zeiss Axioscope Vario surmonté de la caméra rapide Phantom Miro 110 permet de réaliser des acquisitions (applications microfluidiques) à plus de 1600 images/secondes en résolution 1280x800, et une lecture immédiate des photos enregistrées.



Microscope  
Axio Scope Vario (Zeiss)



Caméra rapide HD Miro M110  
(Phantom)