





SynNanoVect

❑ Equipement de Formulation:

Pilote Galechip Pousses-seringues

Formulation de nanoparticules (lipidiques, polymériques, etc.) à l'aide d'un pilote « conçu et assemblé » par la plateforme, permettant une mise en contact entre deux phases (organiques/aqueuses) dans une puce microfluidique (fabriquée par impression 3D) et équipé de pousses-seringues pour l'injection des fluides (débit maximum jusqu'à 20 mL/min). Le système peut être thermorégulé entre 30 et 50°C.



Pilote Galechip-Pousses seringues

